




Sterile engangslansetter


Muliggjør effektiv og komfortabel kapillærblodprøvetaking

Praktisk talt smertefri

Elektropolert, skråløst sprøytespiss garanterer en jevn og skarp overflate for å oppnå optimale blodprøver med maksimal komfort. I tillegg er diameteren til mylife™-lansetter på bare 30G.




mylife™-lansetter
(150 × zoom)




Konkurrents lansett
(150 × zoom)

Eksponert nålelengde (ENL)


Sprøytespissen er perfekt plassert for å sikre en konstant, konsentrisk spiss og eksponert lengde på sprøytespissen.




Trinn for håndtering av mylife™ Softlance



1. mylife™ Softlance-stikkepenn og mylife™-lansett etter bruk.



2. Lansetten kan lett settes fast i hetten for å forhindre stikksår.




3. Hygienisk og sikker utstøting av lansetten uten å berøre den. Kast den brukte lansetten i en egnet punksjonssikker beholder for biologisk farlig avfall.




Trinn for håndtering av mylife™ AutoLance™



1. mylife™ AutoLance™ med automatisk lade- og utløserfunksjon.



2. Praktisk bajonettlås og stoppfunksjon for enkel bytting av lansett.



3. Lansetten kan lett settes fast i hetten for å forhindre stikksår. Trygg kassering etter bruk.





mylife™-produktserien med lansetter av høy kvalitet



Passer til voksne og barn

mylife™-standardlansetter

Lansetter av høy kvalitet til daglig bruk for å sikre optimal blodgjennomstrømning. Utviklet for å gjøre blodprøvetaking enklere og mer komfortabelt.

Flerfargede mylife™-lansetter

Samme funksjon som mylife™-standardlansetter, men tilgjengelig i sju forskjellige farger.



Beholder sterilitet i 5 år

Steriliseringsdose bestemt i henhold til ISO 11137-2:2012

Ref. Nr.	Ant.	Beskrivelse	Gauge	Nålediameter	Spisslengde	Ytre diameter
7101030	200 stk.	mylife™ Lancets	30G	0,30 ± 0,01 mm	3,3 ± 0,3 mm	6,3 ± 0,5 mm
7101031	200 stk.	mylife™ Lancets multicolor	30G	0,30 ± 0,01 mm	3,3 ± 0,3 mm	6,3 ± 0,5 mm